







PURELL® Lingettes Antimicrobiennes Plus

Lingettes antiseptiques pour les mains et les surfaces

Marchés cibles : milieux médical et paramédical, hôpitaux, centres de soins, laboratoires, services d'urgences, loisirs

- **Spectre d'efficacité couvrant tous les virus enveloppés, incluant les Coronavirus**
- **Très bonne tolérance cutanée**
- **Testées sous contrôle dermatologique**
- **Première lingette pré-tirée**
- **Faciles à utiliser**
- **Fabriquées en France**

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Composition	Ethanol CAS 64-17-5 (48 g/kg), Chlorure de benzalkonium CAS 85409-22-9 (3 g/kg), Chlorhexidine digluconate CAS 18472-51-0 (1,2 g/kg), parfum
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Non-tissé : spunbonded blanc, 22g/m² • Parfum : mentholé • pH neutre pour la peau
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • Durée de conservation : 24 mois avant ouverture, conserver à l'abri de la chaleur dans des conditions normales de stockage • Conserver à température ambiante dans son emballage d'origine fermé • Eviter les températures supérieures à 40°C • Après ouverture à utiliser de préférence dans le mois • Ne pas utiliser une lingette sèche
Mode d'emploi	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 22%;"> <p>1. Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Bien refermer le conditionnement après usage</p>  </div> <div style="width: 22%;"> <p>2. Frotter la lingette sur les mains ou la surface pendant au moins 1 minute. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire</p>  </div> <div style="width: 22%;"> <p>3. Ne pas rincer, laisser sécher</p>  </div> <div style="width: 22%;"> <p>4. Jeter les lingettes usagées dans un container à déchets</p>  </div> </div>
Réglementation	<ul style="list-style-type: none"> • Produit biocide TP1 et TP2 • Usage exclusivement professionnel
Environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Emballage recyclable • Eliminer le contenu et le récipient dans un conteneur à déchets • Ne pas jeter le produit dans l'environnement
Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas avaler • Usage externe sur peau saine uniquement • Ne pas utiliser avec d'autres produits • Réservé à un usage sur des surfaces, des objets et des petits matériels ne présentant pas de rugosité • L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage (préalable à toute désinfection) • En cas de réutilisation, risque de contamination • Pour plus de renseignements, se référer à la fiche de données de sécurité du produit • En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche

ACTIVITE MICROBIOLOGIQUE DE LA SOLUTION

Actif sur	Norme	Temps de contact
Bactéries	EN 1276* (v.2010)	30s
	EN 13727+A2* (v.2015)	30s
	EN 13727+A2* (v.2015), <i>Staphylococcus aureus</i> SARM, <i>Enterococcus faecium</i> résistant à la Vancomycine (VRE), <i>Escherichia coli</i> BLSE	30s
	EN 13697** (v.2015)	1 min
	EN 14561*	5 min
Levures	EN 13624* (v.2013), <i>Candida albicans</i> + <i>Candida auris</i>	1 min
	EN 13697* (v.2015), <i>Candida albicans</i>	5 min
	EN 13697+A1* (v. 2019), <i>Candida auris</i>	5 min
	EN 1650+A1* (v.2013), <i>Candida albicans</i>	1 min
	EN 14562*, <i>Candida albicans</i>	5 min
Virus	Actif sur :	
	EN 14476+A1* (v.2015), Rotavirus	1 min
	EN 14476+A1* (v.2015), Virus de la Vaccine (MVA) Spectre d'activité couvrant les virus enveloppés incluant notamment Hépatites B et C, Influenza H1N1, VIH...	30s

*Etude réalisée en conditions de propreté

**Etude réalisée en conditions de saleté

CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS DE LA LINGETTE	CODE PRODUIT
PURELL Lingettes Antimicrobiennes Plus – Boite de 100 lingettes x 12	130 x 210 mm	9202-02-EEU00
PURELL Lingettes Antimicrobiennes Plus – Boite de 270 lingettes x 6	150 x 170 mm	9213-06-EEU00
PURELL Lingettes Antimicrobiennes Plus – Recharge de 1200 lingettes x 2	150 x 200 mm	9218-02-EEU00

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et la notice d'information avant d'utiliser le produit.



GOJO Industries - Europe, Ltd.*
Units 5 & 6
Stratus Park
Brinklow
Milton Keynes
MK10 0DE UK
Tel: +44 (0) 1908 588444
Fax: +44 (0) 1908 588445

Laboratoires Prodene Klint
– a GOJO Family Company
8 Rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg –
France
Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00
Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49

GOJO Iberia España, S.L.
Paseo de la Castellana, 90, 1ª planta,
28046 Madrid, Espagne
Tel: +351 218 988 230
Fax: +351 21 898 82 39

GOJO Switzerland Sàrl
Chemin du Faubourg-de-Cruseilles 11,
c/o RSM (Gva) SA,
1227 Carouge
GE +41 225706057

Prodene GmbH –
a GOJO Family Company
Im Trutz Frankfurt 55
60322 Frankfurt, Allemagne
Tel.: +49 (0) 6074 9196057
Fax: +49 (0) 6074 9196685